



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fukuda Kujat Style Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fukuda Kujat Style Retractor

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Fukuda Kujat Style Retractor	9" (22.86 cm) Gesamtlänge, breites gezahntes Blatt, T-Griff — 1	\$94
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport — 1	\$94

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fukuda Kujat Style Retractor ist ein spezialisiertes orthopädisches Schulterinstrument, das gezielt für eine kraftvolle, rutschfeste Hebelwirkung am proximalen Humerus während der totalen und inversen Schulterarthroplastik entwickelt wurde. Die Konfiguration dient dazu, den Humeruskopf posterior zu fassen und ihn vom Glenoidrand weg zu verlagern, was dem chirurgischen Team eine freie Sicht auf die Gelenkpfanne ermöglicht.

Ausgelegt auf maximale manuelle Hebelkraft und intraoperative Kontrolle, bietet dieser Fukuda Kujat Style Retractor eine Gesamtlänge von 9 Zoll (22.86 cm, \$94). Das Arbeitsende verfügt über ein breites, gezahntes Profil, das den kortikalen Knochen und das umliegende Kapselgewebe sicher fixiert und ein versehentliches Abrutschen während des Fräsens und der Komponentenimplantation verhindert. Das Instrument ist mit einem hochbelastbaren T-Griff ausgestattet, der dem Assistenten einen erheblichen mechanischen Vorteil beim Zug verschafft und gleichzeitig die Belastung von Handgelenk und Unterarm reduziert.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Fukuda Kujat Style Retractor so, dass er massiven orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Schulterchirurgen und Traumateams weltweit klinische Zuverlässigkeit und Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest