



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Oldberg レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Oldberg レトラクター

SKU RM-OR-21-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
13.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm 弁幅	RM-OR-21-1-3	\$49

製品詳細

Oldberg レトラクターは、開頭術、脊椎手術、および深部の整形外科手術において、信頼性が高く非外傷的な軟部組織の変位と創縁の露出を実現するために設計された専門的な手保持式手術器具です。細長く伸びたシャंक設計により、助手が術者の視界やルーペ、手術用顕微鏡を妨げることなく、安定した手動の対向牽引を維持することを可能にします。

多様な術野に対応するため、この Oldberg レトラクターは全長 21 cm (\$49) の統一されたプロファイルを維持しています。最高級の術室グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、オプションパラメータから選択可能な3つの独自のブレード形状を提供します。筋膜の確実な把握に適した 13.0 mm 幅の3本爪タイプ、中間的な創縁変位に適した 15.0 mm 幅の4本爪タイプ、そして広範囲かつ非外傷的な保持に適した 19.0 mm 幅の平滑なプレーンブレードタイプがあります。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを実現します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 製の Oldberg レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されています。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして優れた耐久性を備え、世界中の脳神経外科および脊椎センターに供給されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest