



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hohmann con Punta Cuadrada

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hohmann con Punta Cuadrada

SKU RM-HRSE-1

\$74 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Hoja curva con extremo distal cuadrado	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Hoja curva con extremo distal cuadrado	RM-HRSE-1-2	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hohmann con Punta Cuadrada es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una palanca ósea estable y un desplazamiento de tejidos blandos durante la artroplastia articular y la reparación de fracturas de huesos largos. Diseñado con un extremo distal cuadrado distintivo, este separador distribuye las fuerzas de contracción a través de una amplia superficie de contacto cortical, evitando la indentación ósea localizada o el deslizamiento en planos óseos planos.

Fabricado para una extracción confiable del espacio articular, este modelo de Separador Hohmann con Punta Cuadrada está disponible en dos longitudes totales: una configuración de 8 ½ pulgadas (21.59 cm) (\$74) para exposiciones estándar y una configuración extendida de 9 ½ pulgadas (24.13 cm) (\$79) para campos operativos más profundos. Su hoja de extremo cuadrado se asienta firmemente contra la corteza femoral o tibial, lo que permite a los asistentes quirúrgicos elevar planos musculares pesados con un esfuerzo mínimo mientras mantienen un corredor visual estático y despejado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Hohmann con Punta Cuadrada para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía ortopédica de todo el mundo una durabilidad clínica inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y total confiabilidad.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest