



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Balfour USA Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour USA Otostatik Ekartör

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
4 Set (toplam 8 kanat)	Lateral Kanatlar	65 mm, 85 mm, 105 mm ve 155 mm derinlik
1	Balfour Merkez Kanadı	70 mm genişlik × 70 mm derinlik
1	Düz Merkez Kanadı	70 mm genişlik × 100 mm derinlik
1	Balfour Çerçevesi	Kilitleme vidası ile merkezi yapısal destek çerçevesi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Balfour USA Otostatik Ekartör, eksploratif laparotomiler ve pelvik operasyonlar boyunca güvenilir, eller serbest yumuşak doku maruziyeti sağlamak için mühendislik harikası olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir abdominal cerrahi ekartör platformudur. Rijit bir dişli kayar çerçeve kullanarak, bu alet bilateral yara kenarlarını mekanik karşı çekişle açık kilitler, cerrahi asistanları serbest bırakır ve stabil bir görüş alanı sağlar.

Kapsamlı prosedürel esneklik için tasarlanan bu Balfour USA Otostatik Ekartör seti, değiştirilebilir modüler bir mimariye sahiptir. Sistem; sağlam bir Balfour çerçevesi, hem zayıf hem de bariatrik abdominal duvarları yönetmek için dört çift lateral kanat (65 mm, 85 mm, 105 mm ve 155 mm derinlik), bir adet 70 × 70 mm Balfour merkez kanadı ve derin mesane ve viseral ekarte etme için bir adet 70 × 100 mm düz merkez kanadı içerir.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş olan Retractor Maker, Balfour USA Otostatik Ekartörü non-steril ve bireysel koruyucu kutu içinde tamamen otoklavlanabilir olarak tedarik ederek cerrahi merkezlere sağlam güvenilirlik ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest