



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пальцевой ретрактор Lahey Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Пальцевой ретрактор Lahey Finger Retractor

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
1 Prong / Single Hook	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 зубца	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Зубца	RM-LFR-12-1-3	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пальцевой ретрактор Lahey Finger Retractor — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для точного и надежного поднятия кожных лоскутов и ретракции поверхностных мягких тканей во время малых пластических, общих и кистевых хирургических вмешательств. Благодаря острым крючковидным зубцам инструмент позволяет хирургам надежно удерживать кожные и подкожные края, исключая соскальзывание или раздавливание деликатных границ тканей.

Созданный для тонкого ручного контроля, ретрактор Lahey Finger Retractor имеет общую длину 12 см, что обеспечивает ассистенту отличную тактильную обратную связь и маневренность в ограниченном операционном поле. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического назначения, рабочий наконечник оснащен острыми зубцами типа «грабли» в трех вариантах: 1 зубец (одинарный крючок, \$24), 2 зубца (\$29) и 3 зубца (\$34). Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает комфортную работу без усталости при выполнении сложных диссекций.

Retractor Maker производит Lahey Finger Retractor с антибликовым сатиновым покрытием, что позволяет инструменту выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает клиникам пластической, кистевой и общей хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest