



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensiones / Detalles: 25 cm de longitud, hoja de 12.5 / 27 mm, haz de luz de fibra óptica · Cantidad incluida: 1
1	Adaptador universal para cable de luz	Dimensiones / Detalles: Se conecta a cables de luz de quirófano estándar · Cantidad incluida: 1
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Cantidad incluida: 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica es un separador quirúrgico maxilofacial iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una protección segura de los tejidos blandos combinada con una iluminación óptica directa y sin sombras durante las osteotomías de rama vertical. Al canalizar luz de alta intensidad a lo largo del contorno interno de su hoja acanalada, este instrumento elimina las sombras en los túneles intraorales profundos, lo que permite a los cirujanos ejecutar cortes de osteotomía vertical con absoluta confianza anatómica.

Construido para intervenciones óseas mandibulares sin concesiones, este modelo de Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica presenta una longitud total del instrumento de 25 cm (\$139). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora configuraciones especializadas de parámetros de osteotomía con métricas de dimensión de 12.5 mm / 27 mm optimizadas explícitamente para osteotomías verticales. Su haz de fibra óptica integrado incluye un conector universal compatible con los cables de luz de quirófano estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), lo que garantiza una conectividad sin esfuerzo a las fuentes de luz.

Fabricado con un acabado mate satinado antirreflejante en todas las superficies metálicas, Retractor Maker produce el Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros quirúrgicos maxilofaciales y ortognáticos de todo el mundo una claridad óptica excepcional, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest