



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri

SKU RM-DMHHR-1

\$134 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Dingo Modified Humeral Head Retraktörü	10" (25.5 cm) uzunluk, kavisli tırtıklı uç	\$134
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$134

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri, total omuz artroplastisi ve kırık onarımı sırasında proksimal humerusun güvenli ve kaymaz şekilde yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış ortopedik omuz aletleridir. Humeral boyun etrafına uyum sağlayan anatomik eğrilikle tasarlanan bu retractorler, cerrahi asistanların ıslak veya osteoporotik kemik kenarlarından kaymadan sabit kaldırma gücü uygulamasına olanak tanır.

Zorlu eklem rekonstrüksiyonları için üretilen bu Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri modeli, 10 inç (25.5 cm, \$134) toplam erişim mesafesine sahiptir. Çalışma ucu, kortikal kemiği güvenli bir şekilde kavramak için açıkça tasarlanmış özel kavisli, tırtıklı uçlarla biçimlendirilmiştir ve glenoid hazırlığı sırasında kazara yerinden çıkmayı önler. Ağır hizmet tipi sap, mekanik avantaj ve taktik kontrol sağlayarak uzun süreli omuz rekonstrüksiyon prosedürleri sırasında kullanıcı yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Dingo Modified Humeral Head Retraktörleri, Retractor Maker tarafından ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki omuz rekonstrüksiyonu ve spor hekimliği ekiplerine güvenilir dayanıklılık ve klinik hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest