



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Рамюс-ретрактор (для ветви нижней челюсти)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Рамюс-ретрактор (для ветви нижней челюсти)

SKU RM-RR-MAX-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 17 см, 11/15×70 мм бранша	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Стандартный — 22 см, лезвие 11×70 мм	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Большой — 22 см, зеркало 12/22×70 мм	RM-RR-MAX-1-3	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рамюс-ретрактор является незаменимым челюстно-лицевым инструментом, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и обеспечения доступа к восходящей ветви нижней челюсти при ортогнатических вмешательствах. Анатомический изгиб желоба, огибающий передний и латеральный края ветви, надежно защищает ветви лицевого нерва, жевательную мышцу и лицевые сосуды от воздействия осциллирующих пил и роторных боров.

Данная конфигурация ретрактора (\$69), предназначенная для глубокого интраорального доступа, оснащена удлиненным стержнем, который позволяет ассистенту держать руки вне операционного поля, обеспечивая хирургу беспрепятственный обзор. Рабочая часть, изготовленная вручную из высококачественной немецкой медицинской стали, представляет собой контурное желобовидное лезвие, которое плотно фиксируется на кортикальной кости, не соскальзывая в окружающие мягкие ткани. Эргономичная рукоятка обеспечивает стабильное и неустойчивое удержание инструмента в течение всей процедуры остеотомии.

Ретрактор от Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое покрытие и выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая челюстно-лицевым хирургам исключительную жесткость

конструкции, коррозионную стойкость и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest