



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Bookwalter Customizado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Bookwalter Customizado

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
Configurável	Ferragens de Montagem (opções disponíveis)	Colunas de Campo Padrão (12", 18"), Suportes StrongArm PLUS de Montagem Superior, Grampos de Trilho Reforçados, Acopladores de Coluna, Barras Horizontais, Barras Horizontais Flexíveis, Barras de Extensão
Configurável	Aros (opções disponíveis)	Aros Ovais Sólidos, Aros Redondos Sólidos, Aros Ovais Segmentados, Aros Redondos Segmentados, Segmentos de Meio Círculo, Segmentos de Aro Retos (4", 6", 8"), Aros Perineais Entalhados
Configurável	Mecanismos de Cremalheira (opções disponíveis)	Cremalheiras Padrão Sem Inclinação, Cremalheiras com Inclinação Multiangular, Cremalheiras Rotativas, Extensores de Cremalheira, Mecanismos de Trava de Baixo Perfil
Configurável	Lâminas Rígidas e Maleáveis (opções disponíveis)	Lâminas Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, Maleáveis, Richardson, Meyerding, Gelpi, Vaginal Lateral/Posterior, Renal Wylie e Retal, Garras de Tração Profunda
Configurável	Armazenamento e Embalagem (opções disponíveis)	Caixas de Esterilização Perfuradas, Berços de Bandeja Personalizados, Recipientes de Transporte Protetores, Embalagem de Marca Própria OEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Bookwalter Customizado é um sistema de afastador autoestático montado em mesa totalmente configurável, fabricado de acordo com a especialidade cirúrgica do cliente, componentes preferenciais e requisitos procedimentais. Em vez de um conjunto fixo, ele é especificado junto com você: você escolhe as ferragens de montagem, o estilo do aro, os mecanismos de cremalheira, as lâminas rígidas e maleáveis e o formato de armazenamento ou embalagem.

Importante: as categorias de componentes listadas em Lista de Componentes são as opções disponíveis para seleção. Elas não estão todas incluídas no preço de referência de \$2,999. O conteúdo exato do seu conjunto — e o preço final — são confirmados por escrito durante a cotação, uma vez acordada a configuração.

As ferragens de montagem disponíveis incluem colunas de campo padrão de 12" e 18", suportes StrongArm PLUS de montagem superior, grampos de trilho reforçados, acopladores de coluna, barras horizontais, barras horizontais flexíveis e barras de extensão. Os aros podem ser sólidos ou segmentados, ovais ou redondos, e incluem segmentos de meio círculo, segmentos retos de 4", 6" e 8" e aros perineais entalhados. As opções de cremalheira abrangem modelos padrão sem inclinação, inclinação multiangular e rotativos, extensores de cremalheira e mecanismos de trava de baixo perfil. As opções de lâminas incluem Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, maleáveis, Richardson, Meyerding, Gelpi, laterais e posteriores vaginais, renais Wylie e retais, além de garras de tração profunda.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético. Os conjuntos são fornecidos não estéreis, são reutilizáveis e totalmente autoclaváveis, devendo ser limpos e esterilizados de acordo com os procedimentos validados de sua instituição antes do uso. As opções de armazenamento incluem caixas de esterilização perfuradas, berços de bandeja personalizados, recipientes de transporte protetores e embalagens de marca própria OEM.

A Retractor Maker fabrica conjuntos estilo Bookwalter personalizados diretamente em suas instalações próximas ao Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Paquistão.

A Retractor Maker fabrica e fornece o Afastador Bookwalter Customizado para hospitais, distribuidores e fornecedores médicos. O Afastador Bookwalter Customizado é fabricado, inspecionado e fornecido diretamente pela Retractor Maker.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest