



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractor Rounded End (ホーマン骨レトラクター 丸型先端)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Hohmann Retractor Rounded End (ホーマン骨レトラクター丸型先端)

SKU RM-HRRE-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 5/8" (21.91 cm) — 19 mm ラウンドブレード	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — 19 mm ラウンドブレード	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm ラウンド弁	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — 19 mm ラウンド弁	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm 円形弁	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/8" (30.80 cm) — 19 mm 円形弁	RM-HRRE-1-6	\$99

製品詳細

Hohmann Retractor Rounded Endは、主要な再建手術において、安全で非侵襲的な軟部組織の圧排と関節術野の確保を目的に設計された必須の整形外科用骨レバレッジ器具です。極めて滑らかな丸みを帯びた先端（ピーク）を備えた設計により、長管骨の皮質をクリーンにフックし、鋭利な先端の器具で頻発する偶発的な神経血管の穿刺や骨膜の裂傷リスクを排除します。

あらゆる解剖学的適応を考慮し、Hohmann Retractor Rounded Endは19 mmの均一な丸型ブレード幅プロファイルで製造されており、8 5/8" (\$74)、9 3/4" (\$79)、11" (\$84)、11 1/2" (\$89)、12" (\$94)、12 1/8" (\$99)の幅広い6種類の全長ラインナップを揃えています。湾曲したブレード構造が骨の輪郭をスムーズに保持し、人間工学に基づいたハンドルは、長時間の関節リーミングや大腿骨の準備過程において、助手に持続的で滑りにくい牽引力を提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精製された Retractor Maker製のHohmann Retractor Rounded Endは、厳格な臨床基準に従って製造されています。高い耐食性、揺るがない構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の整形外科関節置換センターやトラウマセンターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest