



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Volkman Wundhaken

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Volkmann Wundhaken

**SKU** RM-VR-SERIES-1

**\$64 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION                            | SKU / DETAILS    | PREIS (USD) |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| 2 Zinken (stumpf / spitz) — 8 mm - 11 mm   | RM-VR-SERIES-1-1 | \$64        |
| 3 Zinken (Stumpf / Spitz) — 10 mm - 18 mm  | RM-VR-SERIES-1-2 | \$69        |
| 4 Zinken (Stumpf / Spitz) — 13 mm - 28 mm  | RM-VR-SERIES-1-3 | \$74        |
| 6 Zinken (Stumpf / Scharf) — 18 mm - 28 mm | RM-VR-SERIES-1-4 | \$79        |
| 8 Zinken (Stumpf / Scharf) — 28 mm - 42 mm | RM-VR-SERIES-1-5 | \$84        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Volkmann Wundhaken ist ein international anerkannter chirurgischer Haken, der speziell für die zuverlässige, rutschfreie Hautlappenanhebung und Weichteilverlagerung in der Allgemeinchirurgie, plastischen Chirurgie und Orthopädie entwickelt wurde. Ausgestattet mit gebogenen Zinken, ermöglicht dieses Instrument dem Assistenten das Aufbringen eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über kutane und subkutane Ebenen hinweg, ohne punktuelle Geweberisse oder Randischämien zu verursachen.

Konzipiert für hochfrequente Autoklavenzyklen ohne Qualitätsverlust, ist diese Volkmann Retractor-Linie durch eine umfassende Matrix an Abmessungen außergewöhnlich anpassbar. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Instrument zwei Reichweiten: 11.5 cm für kompakte OP-Felder und 22.0 cm für den tiefen chirurgischen Zugang. Chirurgen können aus fünf

Zinkenkonfigurationen wählen: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) oder 8 (\$84) Zinken. Diese sind wahlweise mit stumpfen Spitzen für die sichere, extra-atraumatische Manipulation oder mit scharfen Spitzen für optimalen, rutschfesten Halt an dichter Faszie erhältlich. Die Blattbreiten reichen von 8 mm bis zu 42 mm (einschließlich 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 und 42 mm).

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Volkmann Wundhaken nach strengen klinischen Standards, um Operationssälen, Handtraumazentren und rekonstruktiven Kliniken weltweit außergewöhnliche Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu bieten.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest