



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Thompson Retractor System

SKU RM-TRS-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) hochbelastbare Seitenschienehalterung
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" Durchmesser)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" Durchmesser)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Schnellverbindungs-Rahmengleiter
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) mit präziser Spannschraube
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Austauschbar, breiter Halt der Muskelwand
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½" × 10") für tiefen Organhalt
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) Standard-Winkelvalve
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") mit tiefer Lippenkante
1	Storage Box	Holz-Aufbewahrungskoffer mit individuellen Polsterschlitzten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Thompson Retractor System ist eine doppelgleisige, tischmontierte, selbsthaltende Retraktorplattform, die entwickelt wurde, um die Ermüdung der Assistenten zu eliminieren und eine felsenfeste operative Sicht in tiefen anatomischen Kavitäten zu gewährleisten. Der für anspruchsvolle chirurgische Disziplinen konzipierte modulare Rahmen wird mit zwei hochbelastbaren Elite-Klemmen sicher an beiden OP-Tischschienen verankert und trägt eine unabhängige bilaterale, klappbare Querstange sowie mehrere winkelverstellbare Gelenkarme, die den Gegenzug gleichmäßig über breite OP-Wunden verteilen.

Das Thompson Retractor System wurde für die hohen Retraktionslasten konzipiert, die bei Lebertransplantationen, offenen Gefäßrekonstruktionen, hepatobiliären Resektionen und radikalen Beckendissektionen erforderlich sind. Es verfügt über Cam-Clip-On-Schnellverbindungen sowie mikroverstellbare Griffe mit Feingewinde. Das System wird mit einem vielfältigen Inventar an chirurgischen Valven kombiniert, darunter Balfour-Valven (gelippt und breit), tiefe viszerale Harrington-Sweethearts, St. Marks-Beckenvalven, Standard-Kelly-Retraktoren und biegsame Ribbon-Valven in verschiedenen Breiten, die sich reibungslos an die individuelle Anatomie des Patienten anpassen.

Exklusiv aus nichtmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit speziellem blendfreiem Satin-Finish geschmiedet, liefert Retractor Maker das Thompson Retractor System unsteril und vollständig autoklavierbar in einer maßgeschneiderten Holztruhe, die für den organisierten Transport und die Vorbereitung des Siebs konzipiert ist.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest