



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Тиреоидный ретрактор Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Тиреоидный ретрактор Green

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Тиреоидный ретрактор Green	Общая длина 22.3 см, изогнутая петлевидная лопатка, кольцевая рукоятка — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тиреоидный ретрактор Green — это классический инструмент для эндокринной и общей хирургии, разработанный специально для атравматичного смещения мягких тканей во время операций на щитовидной и паращитовидных железах. Благодаря окончатой конструкции лопатки в виде проволочной петли, этот инструмент позволяет хирургической бригаде бережно отодвигать грудино-подъязычную, грудино-щитовидную и лопаточно-подъязычную мышцы от щитовидной железы, не допуская размозжения тканей или очаговой ишемии мышц.

Оптимизированный для точечного доступа к щитовидной железе, данный ретрактор Green имеет общую длину 22.3 см. Рабочая часть представляет собой полностью изогнутую открытую проволочную петлю, которая обеспечивает широкую площадь контакта, позволяя свету и взгляду хирурга проходить сквозь фенестрацию. Эргономичная рукоятка с кольцом снижает утомляемость рук и обеспечивает исключительный рычаг, гарантируя стабильность без проскальзывания при деликатном выделении возвратного гортанного нерва.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Green в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную пригодность к

автоклавированию для операционных залов и центров эндокринной хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest