



製品パンフレット

Leaflet Retractor (弁尖リトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leaflet Retractor (弁尖リトラクター)

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	5.0 mm 幅ブレード	全長: 22 cm ・ 主な臨床的役割: 小児弁手術、交連切開術、大動脈弁尖の観察 ・ 価格 (USD): \$49.00
1	8.0 mm 幅ブレード	全長: 22 cm ・ 主な臨床的役割: 成人僧帽弁尖の牽引および弁下腱索の露出 ・ 価格 (USD): \$49.00
1	保護スリーブ / ボックス	全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

Leaflet Retractorは、開胸心臓再建術における大動脈弁、僧帽弁、および三尖弁の弁尖を安全かつ非外傷的に牽引・操作するために特別に設計された、心臓血管外科に不可欠な手術器具です。極めて滑らかな遠位パドル設計により、心臓外科医は弁尖の挫傷や裂傷を引き起こすことなく、弁下組織、交連部、および腱索を詳細に観察することが可能です。

深い心腔内での微細な精度を追求して構築されたこのLeaflet Retractorは、全長 22 cm (\$49) の均一な縦方向プロファイルを維持し、助手のの手が心腔内の手術野を妨げないよう設計されています。最高級のドイツ製サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、小児の弁や狭い交連部用の 5.0 mm 幅ブレードと、成人の大動脈弁・僧帽弁牽引に適した 8.0 mm 幅ブレードの2種類から選択可能です。バランスの取れたフラットハンドルは、複雑な縫合操作中も疲労の少ない手動レバレッジと高い触覚感度を保証します。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのLeaflet Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の心臓手術室に優れた耐食性、強固な構造的剛性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest