



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

SHADOWLINE Trimline Zervikales
Wirbelsäulen-Retraktor-Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



SHADOWLINE Trimline Zervikales Wirbelsäulen-Retraktor-Set

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Farbcodierter Tiefenmesser	Instrumente & Rahmen — Standard
2	Verriegelbarer Retraktorgriff (Side-loading)	Instrumente & Rahmen — Standard
1	Step-Down Transversal-Retraktorrahmen	Instrumente & Rahmen — doppelgelenkig, seitlich ladend
1	Transversal-Retraktorrahmen	Instrumente & Rahmen — doppelgelenkig, seitlich ladend (120 mm Öffnung)
1	Instrumentensieb	Lagerung & Schutz — Organisationstray
1	Sterilisationsbox	Lagerung & Schutz — perforierter Container
2	Silberne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 30 mm x 23 mm
2	Blaue Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 35 mm x 23 mm
2	Rote Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 40 mm x 23 mm
2	Grüne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 45 mm x 23 mm
2	Violette Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 50 mm x 23 mm
2	Schwarze Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 55 mm x 23 mm
2	Goldene Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 60 mm x 23 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Marineblaue Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 65 mm x 23 mm
2	Hellgrüne Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 70 mm x 23 mm
2	Orangefarbene Gewebevalve	Stumpfe Gewebevalven (Paare) — 75 mm x 75 mm
2	Blaue schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 35 mm x 14 mm
2	Rote schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 40 mm x 14 mm
2	Grüne schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 45 mm x 14 mm
2	Violette schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 50 mm x 14 mm
2	Schwarze schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 55 mm x 14 mm
2	Goldene schmale Muskelvalve	Schmale Muskelvalven (kurze Zähne, Paare) — 60 mm x 14 mm
1	Silberne laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 30 mm x 23 mm
1	Blaue laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 35 mm x 23 mm
1	Rote laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 40 mm x 23 mm
1	Grüne laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 45 mm x 23 mm
1	Violette laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 50 mm x 23 mm
1	Schwarze laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 55 mm x 23 mm
1	Goldene laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 60 mm x 23 mm
1	Marineblaue laterale Muskelvalve	Laterale Muskelvalven (kurze Zähne, Einzel) — 65 mm x 23 mm
1	Silberne mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 30 mm x 23 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Blaue mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 35 mm × 23 mm
1	Rote mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 40 mm × 23 mm
1	Grüne mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 45 mm × 23 mm
1	Violette mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 50 mm × 23 mm
1	Schwarze mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 55 mm × 23 mm
1	Goldene mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 60 mm × 23 mm
1	Marineblaue mediane Muskelvalve	Mediane Muskelvalven (lange Zähne, Einzel) — 65 mm × 23 mm
2	Blaue schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 35 mm × 14 mm
2	Rote schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 40 mm × 14 mm
2	Grüne schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 45 mm × 14 mm
2	Violette schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 50 mm × 14 mm
2	Schwarze schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 55 mm × 14 mm
2	Goldene schmale Gewebevalve	Schmale Gewebevalven (stumpf, Paare) — 60 mm × 14 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das SHADOWLINE Trimline Zervikales Wirbelsäulen-Retraktor-Set ist eine hochentwickelte, 67-teilige Instrumentenplattform, die für die hohen Anforderungen an Exposition und Weichteilretraktion bei anterioren Halswirbelsäuleneingriffen konzipiert wurde. Dank der flachen Bauweise und farbcodierten Valvengrößen bietet dieses System eine kompromisslose Visualisierung des Operationsfeldes bei gleichzeitiger Minimierung des punktuellen Drucks auf empfindliche viszerale Strukturen wie Speiseröhre und Luftröhre.

Das auf vollständige prozedurale Adaptivität ausgelegte SHADOWLINE Trimline Cervical Spinal Retractor Set verfügt über zwei doppelgelenkige Transversal-Retraktorrahmen (einschließlich eines Step-Down-Rahmens und eines 120 mm weit öffnenden Rahmens), zwei seitlich ladende Verriegelungsgriffe und einen intuitiven farbcodierten Tiefenmesser. Das Set enthält 61 farbcodierte Valven in den Geometrien stumpfes Gewebe,

schmales Gewebe, kurzgezahnter lateraler Muskel und langgezahnter medianer Muskel, was Chirurgen eine millimetergenaue Anpassung an die Patientenanatomie ermöglicht.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochfesten Metalllegierungen mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das komplette SHADOWLINE Trimline Cervical Spinal Retractor Set unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Aluminium-Sterilisationscontainer mit speziellen Organisationstrays, um einen reibungslosen Instrumentenkreislauf im Krankenhaus zu gewährleisten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest