



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Richardson Eastman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Richardson Eastman

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Lâminas côncavas em ângulo reto duplas	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Lâminas côncavas em ângulo reto duplas	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Lâminas côncavas em ângulo reto duplas	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Lâminas côncavas em ângulo reto duplo	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Richardson Eastman é um afastador cirúrgico de extremidade dupla aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer deslocamento confiável da margem da ferida em várias profundidades e exposição da parede abdominal durante laparotomias de grande porte e procedimentos pélvicos. Projetado com duas lâminas côncavas em ângulo reto distintas em extremidades opostas de um cabo central contornado, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas façam a transição sem esforço entre a retração de tecido subcutâneo raso e a fixação muscular profunda sem trocar de instrumentos.

Construído para oferecer durabilidade excepcional e resistência à corrosão, esta série Richardson Eastman Retractor está disponível em quatro comprimentos totais: 10 ¼ inches (\$54), 10 ½ inches (\$59), 10 ¾ inches (\$64) e 11 ¼ inches (\$69). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o layout da geometria da lâmina incorpora um design de extremidade dupla assimétrica combinando duas lâminas côncavas em ângulo reto distintas com bordas de retenção suaves e arredondadas que evitam o deslizamento do tecido ou contusões por pressão localizada. Disponível para pedido como um

instrumento individual ou como um conjunto de dois afastadores, seu cabo central garante uma alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Richardson Eastman para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de cirurgia geral, centros obstétricos e unidades de trauma em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest