



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de aumento mamario Tebbetts Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de aumento mamario Tebbetts Fiber Optic

SKU RM-TFOBAR-1

\$259 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sin Fuente de Luz — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Adaptador universal de cable de fibra óptica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Con Fuente LED Inalámbrica — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Unidad de luz LED inalámbrica a batería (batería AA, esterilizable por gas)	RM-TFOBAR-1-2	\$335

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de aumento mamario Tebbetts Fiber Optic es un separador quirúrgico estético iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para combinar la elevación no traumática de tejidos blandos con una iluminación directa y sin sombras dentro de los bolsillos mamarios profundos. Al dirigir una luz fría de alta intensidad directamente a la hoja de trabajo distal, este instrumento permite a los cirujanos plásticos verificar la hemostasia completa, inspeccionar los márgenes del bolsillo y dividir las fibras pectorales con total confianza visual.

Construido para minimizar la fatiga del usuario durante largas sesiones en el quirófano, este Tebbetts Fiber Optic presenta un mango ergonómico y una matriz de tamaños altamente adaptable en 13 dimensiones de hoja únicas: 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 y 220×27 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden elegir entre un diseño de hoja con dientes para evitar el deslizamiento en tejido fibroso o un diseño sin dientes (extremo liso) para una manipulación atraumática. El empaque de la fuente de luz ofrece dos opciones: sin fuente de luz (\$259) para cables de fibra óptica existentes, o con fuente de luz LED inalámbrica reutilizable (\$335), que es esterilizable por gas, funciona con baterías AA y ofrece una

excelente luz blanca brillante.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador Tebbetts Fiber Optic para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las clínicas estéticas y salas de cirugía plástica reconstructiva de todo el mundo una transmisión óptica excepcional, rigidez estructural y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest