



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Expanded Vascular Lobster Retractor (拡張血管外科用 Lobster 開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Expanded Vascular Lobster Retractor (拡張血管外科用 Lobster 開創器)

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
6	Lobster Retractor Clamp	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame Coupler	—
1	Lobster Hinged Extension Arm	—
1	Lobster Frame	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" × 2"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" × 5"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	3" × 6½"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" × 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" × 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 4½"

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 6"
1	Sterilization Box	—

製品詳細

Expanded Vascular Lobster Retractor は、複雑な血管再建術における厳格な視認性の要求を満たすように設計された、ロンググリーチの万力固定式自動開創器です。多関節ヒンジ式延長アーム、剛性の高い Lobster フレーム、およびテーブルポストカプラーを組み合わせることで、助手の手を借りることなく、深い後腹膜術野への比類のないアプローチを実現します。

複雑な大動脈および末梢血管の露出用に設計されたこの構成には、6 個のクイックロック式スライドクランプと、拡張された 12 個のスイベルブレードセットが含まれています。セット内容には、2 つの狭い Renal（腎臓用）ブレード、複数の深い内臓用 Splanchnic（内臓用）開創器、幅広の保護用 Fence（フェンス型）ブレード、Harrington Sweethearts、Deaver、Mayo、および血管縁に非外傷的に適合するように 360 度回転する曲げ可能な有窓マリアブル（展性）リボンが含まれます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高強度合金から精密加工され、反射防止のサテン仕上げが施されています。Retractor Maker は、Expanded Vascular Lobster Retractor を非滅菌状態で提供し、整理されたヘビーデューティーな滅菌ボックスに収納することで、手術チームに最大限の臨床的汎用性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest