



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Main Universel de Tupper

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Main Universel de Tupper

SKU RM-TUHR-1

\$699 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Table à main	Surface opératoire centrale
2	Supports de chaîne surélevés	Supports de périmètre de cadre
2	Crochets porte-chaîne	Points d'attache fixes
2	Crochets porte-chaîne coulissants	Points d'attache réglables
4	Chaînes à billes avec crochets cutanés	21 cm
6	Chaînes à billes pour fixation bras/poignet	26 cm
1 ensemble	Bandes élastiques	5 pièces

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur de Main Universel de Tupper est une plateforme chirurgicale de renommée internationale conçue pour permettre un positionnement précis et mains libres ainsi qu'une rétraction tissulaire multidirectionnelle lors d'interventions délicates de microchirurgie de la main. En ancrant la main et les doigts du patient à une table opératoire centrale via une tension par élastiques et chaînes à billes, ce système libère les assistants chirurgicaux tout en établissant un champ microchirurgical dégagé.

Conçu pour une adaptabilité procédurale totale, cet ensemble Écarteur de Main Universel de Tupper comprend une table à main robuste en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), deux supports de chaîne périphériques surélevés, deux crochets porte-chaîne fixes et deux crochets porte-chaîne coulissants qui se verrouillent n'importe où le long du cadre. Le kit comprend quatre chaînes à billes de 21 cm

équipées de crochets cutanés pointus, six chaînes à billes de 26 cm pour l'immobilisation du poignet et du bras, et un ensemble de 5 élastiques de qualité médicale pour la contre-traction digitale élastique.

Fabriquée entièrement en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical non magnétique de qualité médicale avec une finition satinée anti-reflets, Retractor Maker fournit l'Écarteur de Main Universel de Tupper non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de protection individuelle, offrant une durabilité clinique exceptionnelle pour les centres de traumatologie et de reconstruction de la main du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)