



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Histerectomia Heaney

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Histerectomia Heaney

SKU RM-HEHR-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
44 mm × 25 mm — 17 cm or 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm or 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm or 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Histerectomia Heaney é um instrumento cirúrgico ginecológico fundamental, projetado especificamente para proporcionar retração ampla e antiderrapante da parede vaginal e dos tecidos pélvicos durante histerectomias vaginais e reconstruções pélvicas. Desenvolvido com uma lâmina alongada em ângulo reto que termina em um lábio de retenção pronunciado, este instrumento permite aos cirurgiões manter uma visualização operatória profunda do colo do útero, dos ligamentos uterossacrais e dos fórnices vaginais.

Construída para total adaptabilidade processual, esta série de Afastadores para Histerectomia Heaney está disponível em dois comprimentos totais: um modelo compacto de 17 cm (\$84) para campos rasos e um modelo estendido de 27 cm (\$89) para acesso pélvico profundo. Os cirurgiões podem selecionar entre quatro perfis de lâmina distintos: 44 mm × 25 mm, 70 mm × 25 mm, 73 mm × 28.5 mm e uma configuração extra-profunda de 114 mm × 25 mm. Seu cabo ergonômico oferece alavancagem manual constante, evitando o deslizamento do tecido sem lacerar a delicada mucosa vaginal.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Histerectomia Heaney para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes obstétricas, ginecológicas

e uroginecológicas em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total compatibilidade com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest