



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Holzimer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Autoestático Holzhimer

SKU RM-HSRR-4IN-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Autoestático Holzimer — 4" (10 cm) de comprimento, dentes externos 4x4 (Pontiagudos ou Rombos)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Holzimer é um instrumento indispensável para pequenas cirurgias, desenvolvido especificamente para fornecer afastamento de bordas de feridas mãos-livres e exposição tecidual estável durante procedimentos cirúrgicos superficiais. Projetado com um chassi ultracompacto, este afastador permite que os cirurgiões fixem as margens da ferida com segurança, liberando as mãos do assistente enquanto preserva uma linha de visão desobstruída em campos operatórios estreitos.

Construído em um perfil unificado que economiza espaço para se ajustar a arenas cirúrgicas confinadas, este modelo de Afastador Autoestático Holzimer apresenta um comprimento total de 4 polegadas (10 cm, \$49). Suas extremidades de trabalho incorporam um layout de 4x4 dentes curvos para fora, projetados para ancorar firmemente atrás das bordas cutâneas e camadas fasciais superficiais. Os cirurgiões podem personalizar o instrumento com pontas Agudas selecionáveis para fixação firme em tecido fibroso ou variantes de ponta Romba para proteger estruturas neurovasculares delicadas. O acionamento integrado por parafuso de precisão garante uma abertura suave e microajustável dos braços, que permanece travada sob contração sem deslizamentos acidentais.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Holzimer para suportar ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às clínicas de cirurgia plástica, de mão e geral uma estabilidade estrutural inabalável, resistência à corrosão e longevidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest