



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

SKU RM-BDRWHR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	5.37" (13.63 cm) Gesamtlänge, breites Hohmann-Blatt	\$79
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor ist ein präzisionsgefertigtes orthopädisches Hand- und Handgelenkinstrument für eine exzellente Knochenexposition bei distalen Radiusfrakturfixationen und Osteotomien. Ausgestattet mit einem abgewinkelten Schaft und einem breiten, präzisionsgefrästen Blatt, ermöglicht dieser Retractor dem chirurgischen Team, tiefe Weichteilschichten mit minimalem Kraftaufwand vom volaren und dorsalen Radius wegzuhebeln.

Optimiert für die Ergonomie in der Handchirurgie verfügt diese Konfiguration des Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor über eine kompakte Gesamtlänge von 5.37 inches (13.63 cm). Das breite Blattprofil ist so konturiert, dass es stabil am Radiuschaft anliegt und den M. pronator quadratus sowie die Beugesehnen sauber aus der Plattenzone hebt. Der spezialisierte ergonomische Griff bietet maximale Kontrolle und sicheren Halt selbst unter Feuchtigkeitseinfluss, was die Ermüdung der Hand während komplexer Repositionsmanöver signifikant reduziert.

Hergestellt aus hochfestem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor unsteril und voll autoklavierbar in Schutzverpackung. Er bietet höchste Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit für die Orthopädie und Handchirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest