



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Expanded Vascular Lobster Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Expanded Vascular Lobster Retractor

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
6	Lobster Retractor-Klammer	—
1	Lobster Tischklammer mit vertikaler Säule & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Gelenkarm	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Gelenk-Valve	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo Gelenk-Valve	3½" × 2"
1	Lobster Deaver Gelenk-Valve	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart-Valve	2" × 5"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	2" × 6½"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	3" × 6½"
1	Lobster Fence Gelenk-Valve	4" × 6"
2	Lobster Nieren-Gelenk-Valve	1" × 6"
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" × 4½"

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" x 6"
1	Sterilisationsbox	—

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Expanded Vascular Lobster Retractor ist ein tischmontierter, selbsthaltender Retraktor mit erweiterter Reichweite, der für die strengen Visualisierungsanforderungen komplexer Gefäßrekonstruktionen entwickelt wurde. Durch die Kombination eines beweglichen Gelenkarms mit einem starren Lobster-Rahmen und einer Tisssäulenkupplung bietet dieses System eine unübertroffene Reichweite in tiefe retroperitoneale Felder und verhindert gleichzeitig die Ermüdung des OP-Assistenten.

Konzipiert für die komplizierte Freilegung von Aorten- und peripheren Gefäßen, umfasst die Konfiguration des Expanded Vascular Lobster Retractors sechs Schnellverschluss-Gleitklammern und ein erweitertes 12-teiliges Set drehbarer Valven. Das Set enthält duale schmale Nierenvalven, mehrere tiefe viszerale Splanchnikus-Retraktoren, breite Fence-Schutzvalven, Harrington Sweethearts, Deaver, Mayo und biegsame, perforierte, biegsame Valven, die sich um 360 Grad drehen lassen, um sich atraumatisch an die Gefäßränder anzupassen.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochfesten Legierungen mit einem blendfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker den kompletten Expanded Vascular Lobster Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einer organisierten Hochleistungs-Sterilisationsbox, was chirurgischen Teams maximale klinische Vielseitigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest