



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kocher Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher Ekartör

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	20.3 cm uzunluk, 20 mm x 12 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Yüzeysel yara kenarı ve tiroid lob elevasyonu · Fiyat (USD): \$49.00
1	21 cm uzunluk, 8x25, 12x40, 12x45 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Orta düzey yumuşak doku retraksiyonu ve apendektomi · Fiyat (USD): \$54.00
1	21 cm uzunluk, 12x60, 12x65 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Derin fasiyal retraksiyon ve ekstremitte kas tutma · Fiyat (USD): \$54.00
1	23 cm uzunluk, 18x40, 20x38, 20x60 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Standart yetişkin laparotomi ve ortopedik eklem maruziyeti · Fiyat (USD): \$64.00
1	23 cm uzunluk, 25x60, 30x75, 40x75 mm uçlu	Temel Klinik Rol: Pelvik ve kalça cerrahisinde geniş kas yer değiştirme · Fiyat (USD): \$64.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Temel Klinik Rol: Standart Taşıma Ambalajı · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kocher Ekartör, genel, tiroid ve ortopedik prosedürler sırasında güvenilir, derin yumuşak doku yer değiştirme ve kas tutma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir el tipi cerrahi ekartördür. Yumuşak tutucu dudak ile sonlanan uzun, dik açılı bir uçla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların alttaki yapıları ezmeden kalın doku tabakaları üzerinde sürekli, kaymayan bir karşı traksiyon sürdürmesine olanak tanır.

Tam prosedürel uyumluluk için üretilen bu Kocher Ekartör serisi, sabit parmak halkalı düzenini korurken, alet uzunluğu ve uç yüzey alanı boyutlarını birleştiren yüksek düzeyde uyarlanabilir boyut seçenekleri sunar. Alet

dört toplam uzunlukta mevcuttur: 20.3 cm (\$49), 21 cm (\$54), 22.8 cm (\$59) ve 23 cm (\$64). Cerrahlar, 20 × 12 mm uçlu 20.3 cm, 8 × 25 mm'den 12 × 65 mm'ye kadar uçlara sahip 21 cm ve 18 × 40 mm'den 40 × 75 mm'ye kadar geniş uçlu 23 cm seçenekleri dahil olmak üzere 12 farklı kombinasyon arasından seçim yapabilir.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen Retractor Maker, Kocher Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki ameliyathaneler için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest