



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Рычажный костный ретрактор Хомана (Hohmann),  
прямоугольный

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Рычажный костный ретрактор Хомана (Hohmann), прямоугольный

**SKU** RM-HRRA-1

**\$79 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                                                          | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 9 ½" Общая длина — 24.13 cm длина, 7" ручка, изгиб 40 mm под прямым углом | RM-HRRA-1-1  | \$84       |
| 9 ¾" Общая длина — 24.76 cm длина, 7" ручка, изгиб 18 mm под прямым углом | RM-HRRA-1-2  | \$79       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hohmann Retractor Right Angled — это специализированный ортопедический инструмент, созданный для создания прямого перпендикулярного рычажного усилия и экспозиции кости во время реконструкции тазобедренного сустава и сложных остеотомий таза. Конструкция с истинным прямоугольным изгибом лезвия позволяет хирургической бригаде чисто отводить глубокие мышечные слои, не загромождая операционное поле и не создавая неравномерных векторов давления.

Для адаптации к различной глубине тканей Hohmann Retractor Right Angled предлагается в двух размерных вариантах. Модель длиной 9 ½-inch (24.13 cm) (\$84) оснащена 7-inch рукояткой и имеет глубокий изгиб 40 мм, что идеально подходит для глубоких доступов к тазу и задней поверхности бедра. Модель длиной 9 ¾-inch (24.76 cm) (\$79) с 7-inch рукояткой имеет изгиб 18 мм для промежуточных глубин. Контурный клювовидный кончик надежно цепляется за края кости, предотвращая случайное соскальзывание при сильной контрретракции.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Hohmann Retractor Right Angled от Retractor Maker выдерживает высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая бригадам по эндопротезированию и травматологии исключительную долговечность и точность.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest