



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cooley Sternotomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Cooley Sternotomy Retractor

SKU RM-CSTR-PED-1

\$359 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
新生児用プロファイル — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369

製品詳細

Cooley Sternotomy Retractorは、新生児や乳幼児の胸骨を優しく制御しながら開創するために特別に設計された、精密工学に基づく小児心臓血管外科用器具です。小児の胸郭寸法に合わせてダウンサイジングされたこの開創器は、骨が脆い乳幼児への過度な局所トルクを防止しながら、心腔内への広く安定した術野を確立します。

マイクロメカニカルな精度を追求したこのCooley Sternotomy Retractorシリーズは、2つの専門的な臨床プロファイルで提供されています：新生児用（85.0 × 55.0 × 16.0 × 14.0 mm、359ドル）および小児用（115.0 × 80.0 × 30.0 × 15.0 mm、369ドル）です。精密に校正されたギアラックによりミリ単位での開創制御が可能となり、外科医は先天性心疾患の修復において、肋軟骨骨折を引き起こすことなく十分な可視性を確保できます。輪郭が整えられ研磨されたブレードエッジは、滑ることなく胸骨縁にスムーズにフィットします。

反射防止サテンマット仕上げの医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Makerは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えうるCooley Sternotomy Retractorを製造しています。世界中の小児心臓および先天性心疾患センターに、高い耐食性、揺るぎない信頼性、および臨床的な長寿命を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest