



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Guttman Obstetrical Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Guttman Obstetrical Retractor

SKU RM-GOR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7.5 cm Blade Uzatması — 7.5 cm uzantılı 50 mm x 70 mm taban	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Uç Uzatması — 50 mm x 70 mm taban, 11 cm uzatma ile	RM-GOR-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Guttman Obstetrical Retractor, sezaryen doğumlarda ve açık pelvik prosedürlerde idrar torbasının ve alt karın duvarının geniş, atravmatik bir şekilde yer değiştirmesini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir obstetrik ve jinekolojik cerrahi alettir. Geniş ve düzgün konturlu palet ucuyla tasarlanan bu enstrüman, pelvik organları alt uterus segmentinden güvenli bir şekilde uzaklaştırarak bebek ekstraksiyonu için engelsiz bir alan sağlar.

24 cm sabit toplam uzunluk çerçevesiyle üretilen bu Guttman Obstetrical Retractor, 50 mm x 70 mm taban ağız yüzeyine sahiptir. Cerrahlar, standart pelvik anatomi için 7.5 cm (\$94) veya derin pelvik veya bariatrik obstetrik müdahaleler için genişletilmiş 11 cm (\$99) bıçak uzatması seçenekleri arasından seçim yaparak aleti özelleştirebilirler. Ergonomik sapı, cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldırma gücü ve sabit karşı traksiyon sağlar.

Retractor Maker, yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Guttman Obstetrical Retractor'ı, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki doğum ve jinekolojik cerrahi ünitelerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest