



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias

**SKU** RM-FSBR-1

**\$74 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                             | SKU / DETALLES                                                        | PRECIO (USD) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias | Hoja de 5.12" (13.00 cm), mango de anillas, sistema de cremallera — 1 | \$74         |
| Funda / Caja protectora                     | Embalaje de transporte individual — 1                                 | \$74         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias es un instrumento especializado para ortopedia de extremidades, diseñado específicamente para proporcionar distracción dirigida en articulaciones, tejidos blandos y huesos durante reconstrucciones complejas de radio y cúbito. Diseñado con hojas pivotantes giratorias, este separador se adapta dinámicamente a los planos anatómicos cambiantes, permitiendo a los cirujanos mantener un acceso operatorio amplio y manos libres sin ejercer fuerzas de cizallamiento desiguales sobre el tejido muscular circundante.

Fabricado para la distracción ósea y articular de la extremidad superior, esta configuración del Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias presenta una longitud de hoja de 5.12 pulgadas (13.00 cm, \$74). El chasis incorpora un diseño ergonómico de anillas junto con una cremallera multidentada integrada que mantiene la tensión en el tejido automáticamente, eliminando la fatiga del asistente manual. Las hojas giratorias suaves y contorneadas se adaptan a los contornos óseos variables, evitando deslizamientos accidentales durante la reducción de fracturas y fijación con placas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico premium con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce este Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de traumatología ortopédica y cirugía de mano en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest