



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Gonzalez Gluteal em Forma de S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Gonzalez Gluteal em Forma de S

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Gonzalez Gluteal em Forma de S é um instrumento essencial de cirurgia plástica estética, projetado especificamente para fornecer um deslocamento amplo e atraumático de músculos e tecidos moles durante procedimentos de gluteoplastia e aumento de nádegas. Projetado com um chassi anatômico em forma de S de curvatura dupla, este instrumento permite que os cirurgiões naveguem em torno de camadas adiposas espessas e elevem o músculo glúteo máximo de forma limpa, estabelecendo uma loja desimpedida para a colocação de implantes de silicone.

Construído para profundidades cirúrgicas variáveis, este modelo do Afastador Gonzalez Gluteal em Forma de S mantém uma largura de lâmina fixa de 20 mm, oferecendo duas opções de comprimento funcional: 18.1 cm (listado como 18 cm, \$39) para acesso padrão e um perfil estendido de 20 cm (\$44) para dissecação muscular profunda. As bordas lisas e contornadas da lâmina evitam lesões por cisalhamento localizado nos planos de tecido fibroso, enquanto o cabo ergonômico equilibrado fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual constante e livre de fadiga durante procedimentos estéticos de longa duração.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Gonzalez Gluteal em Forma de S para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e total confiabilidade clínica para clínicas de cirurgia plástica estética e reconstrutiva em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest