



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

MIS Nervenwurzelhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



MIS Nervenwurzelhaken

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4.7 mm breites Blatt	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Breites Blatt	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der MIS Nervenwurzelhaken ist ein spezialisiertes mikrochirurgisches Instrument für die Wirbelsäule, das gezielt für die sichere, atraumatische Verlagerung von Nervenwurzeln und Durasack durch minimalinvasive tubuläre Zugänge entwickelt wurde. Dank seines extrem schlanken Schafts und der abgewinkelten distalen Spitze ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen die Manipulation empfindlicher neuraler Strukturen in engen Arbeitskanälen, ohne die mikroskopische Ausleuchtung oder andere Instrumente zu behindern.

Optimiert für begrenzte chirurgische Pfade, behält dieser MIS Nervenwurzelhaken ein gleichmäßiges Längenprofil von 17 cm bei, das präzise in tubuläre Dilatorsysteme passt. Das aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet zwei wählbare Blattbreiten: eine 4.7 mm Ausführung (\$84) für enge Mikrokorridore und die Isolierung austretender Nervenwurzeln sowie eine breitere 7.3 mm Ausführung (\$89) für den Schutz großflächiger, traversierender Nervenwurzeln und des Thekalsacks. Die glatten, abgerundeten Blattränder verhindern lokale Traktionsneuropaxien oder Durarisse.

Retractor Maker fertigt den MIS Nervenwurzelhaken mit einem entspiegelten Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet neurochirurgischen und orthopädischen Wirbelsäulenzentren weltweit kompromisslose strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest