



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sistrunk Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistrunk Retractor

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Sistrunk Retractor	全長 15.3 cm、 $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) 双頭ブレード、フラットハンドル	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別の輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Sistrunk Retractorは、甲状舌管嚢胞摘出術（Sistrunk法）や頸部郭清術において、安全で非外傷的な軟部組織の変位を提供するために特別に設計された、頭頸部および内分泌外科に不可欠なリトラクターです。双頭ブレード構造で設計されたこの器具は、術者が皮膚縁、頸筋膜、および舌骨下筋群をきれいに挙上することを可能にし、繊細な前頸部構造を圧迫することなく舌骨への妨げのない術野を確保します。

鋳に対する無期限の生涯保証に裏打ちされた最大限の耐久性と耐食性を備えたこのSistrunk Retractorの構成は、全長15.3 cm (\$49) です。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、作用するブレード幅は $\frac{3}{8}$ インチ（約 9.5 mm）のレイアウトを採用し、繊細な組織フラップの裂傷を防ぐために滑らかで丸みを帯びた縁で輪郭形成されています。その構造的幾何学形状は、双頭ブレードのシャシーをフラットな中央グリップハンドルに統合し、助手の手動レバレッジによる疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施した非滅菌・再滅菌可能な術場用デバイスとして提供されるRetractor Maker製のSistrunk Retractorは、頻繁な滅菌処理に耐えるように製造されており、世界中の耳鼻咽喉科、内分泌センター、形成外科クリニックに、揺るぎない構造的信頼性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest