



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

コブラ型大腿骨開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



コブラ型大腿骨開創器

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
コブラ型大腿骨開創器	全長11.75" (29.84 cm)、コブラ状湾曲ブレード、大型フックチップ	\$84
保護スリーブ / 外箱	個別配送用パッケージ	\$84

製品詳細

コブラ型大腿骨開創器は、主要な人工股関節置換術や骨折固定術において、大腿骨幹部および大腿骨近位部の深く良好な術野を確保するために設計された、整形外科専用の開創器です。解剖学的なコブラ状の曲線を持つこの器具は、助手が大腿四頭筋やハムストリングスなどの厚い筋肉層を、術野からスムーズに遠ざけるレバレッジ（てこ）の役割を果たします。

深部組織の強力な圧排用に設計されたこのコブラ型大腿骨開創器は、全長11.75インチ（29.84 cm, \$84）の仕様です。その先端部には、滑らかな大型のフックチップが組み込まれており、周囲の神経血管束を滑ったり傷つけたりすることなく、大腿骨後内側皮質にしっかりと固定されるよう設計されています。幅広のブレード本体は、牽引力を均等に分散し、強力な開創時における局所的な筋肉の挫滅を防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Makerのコブラ型大腿骨開創器は、整形外科特有の強大なトルクや繰り返される高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）に耐えうるよう製造されており、外傷外科や人工関節置換術の現場において優れた強度、耐食性、および長寿命を実現します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest