



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fächerretractor mit 3 Fingern

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Fächerretraktor mit 3 Fingern

**SKU** RM-FR3F-299-1

**\$299 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION             | SKU / DETAILS | PREIS (USD) |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 5 mm — Artikulierend        | RM-FR3F-5A-1  | \$299       |
| 5 mm — Nicht-Artikulierend  | RM-FR3F-5N-1  | \$299       |
| 10 mm — Artikulierend       | RM-FR3F-10A-1 | \$299       |
| 10 mm — Nicht-Artikulierend | RM-FR3F-10N-1 | \$299       |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fächerretraktor mit 3 Fingern ist ein spezialisierter laparoskopischer chirurgischer Retraktor, der speziell entwickelt wurde, um eine zuverlässige, gezielte Weichteilverdrängung und viszerale Anhebung bei minimal-invasiven abdominalen und Beckenverfahren zu gewährleisten. Entworfen mit drei ineinandergreifenden mechanischen Klingen, die sich nahtlos zu einem schlanken Zylinder schließen, passiert dieses Instrument problemlos Standardtrokare, bevor es sich zu einer anatomischen Triade auffächert, die Gewebe sauber umschließt, ohne das optische Feld zu überfüllen.

Gebaut nach klinischen Rahmenbedingungen, wird dieses Modell des Fächerretraktors mit 3 Fingern (299 \$) in Schaftdurchmesseroptionen von 5 mm oder 10 mm angeboten, mit Arbeitslängen von 330 mm bis 375 mm (Gesamtlänge des Instruments 438 mm bis 487 mm). Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Instrument in artikulierenden oder nicht-artikulierenden Schaftkonfigurationen wählbar, sodass Chirurgen das Arbeitsende um enge mesenteriale Winkel biegen können. Ein spezieller Luer-Lock-Spülanschluss ist in die Griffbaugruppe integriert für eine Drucklumenirrigation, während die glatten, atraumatischen Fingerränder serosale Abschürfungen oder Darmrisse verhindern.

Geschmiedet mit einem blendfreien satinierten Finish, fertigt Retractor Maker den Fächerretraktor mit 3 Fingern, um wiederholten Autoklavzyklen im Krankenhaus standzuhalten, und versorgt laparoskopische Operationssäle, Verdauungschirurgieeinheiten und minimal-invasive gynäkologische Zentren weltweit mit außergewöhnlicher struktureller Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständiger Autoklavzuverlässigkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest