



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Rochard Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Ранорасширите ль Rochard Retractor

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Рельсовый зажим	Крепление к рельсу операционного стола
2	Боковая штанга	26" (Монтажная рама)
1	Поперечная штанга	21" (Монтажная рама)
1	Фиксирующее устройство Rochard	Механизм фиксации рамы
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 90 mm
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 105 mm
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 120 mm

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Rochard Retractor представляет собой классическую самоудерживающуюся раму с креплением к столу, предназначенную для стабильного подъема тканей вверх и обеспечения широкого латерального доступа при абдоминальных операциях. Благодаря двусторонней мостовидной конструкции с жесткой фиксацией к обеим сторонам операционного стола, система исключает необходимость ручного удержания, поддерживая стабильную экспозицию подреберья и глубоких внутренних структур.

Система Rochard Retractor, созданная для работы с массивными тканями брюшной стенки, включает два усиленных зажима для рельсов, две вертикальные боковые штанги 26-inch, одну поперечину 21-inch и специализированное фиксирующее устройство Rochard. Механический винтовой механизм позволяет

хирургу прилагать мощное, микрорегулируемое тяговое усилие вверх через три входящих в комплект широких зеркала (50 × 90 mm, 50 × 105 mm и 50 × 120 mm) для подъема реберной дуги без риска соскальзывания.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Rochard Retractor от Retractor Maker производится в строгом соответствии с госпитальными стандартами, обеспечивая хирургическим бригадам по всему миру исключительную долговечность и полную совместимость с автоклавированием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest