



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Balfour Baby selbsthaltender Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour Baby selbsthaltender Retraktor

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1 Set (2 Valven)	Seitenvalven	60 mm tief
1	Balfour Mittelvalve	21 mm breit × 24 mm tief
1	Balfour Retraktorrahmen	125 × 90 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Balfour Baby selbsthaltende Retraktor ist ein spezialisierter pädiatrischer Operationsretractor, der für die atraumatische, selbsthaltende Exposition in der Neonatologie, Pädiatrie und bei kleineren abdominalchirurgischen Feldern entwickelt wurde. Durch seine skalierten Proportionen ermöglicht dieses Instrument eine stetige, freihändige Gegenzugkraft, ohne den empfindlichen anatomischen Arbeitsraum zu überfüllen.

Speziell für kleinere Räume konzipiert, besteht dieses komplette Balfour Baby Set aus einem agilen 125 × 90 mm Spreizrahmen, einem Paar 60 mm tiefen Seitenvalven und einer kompakten 21 × 24 mm Mittelvalve für die gezielte Verdrängung von Beckenorganen und Viszera. Die feingewindige Rändelschraube des Rahmens erlaubt es dem OP-Team, die Spreizspannung stufenlos in Millimeterschritten zu kontrollieren, um eine Gewebeüberdehnung zu vermeiden.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer blendfreien Satin-Matt-Oberfläche, liefert Retractor Maker den Balfour Baby selbsthaltenden Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in einer schützenden Einzelbox, was eine außergewöhnliche klinische Langlebigkeit für pädiatrische chirurgische Abteilungen gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest