



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Humerales Dingo Modified

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Humerales Dingo Modified

SKU RM-DMHHR-1

\$134 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Longitud de 10" (25.5 cm), punta curva dentada	\$134
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$134

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores Humerales Dingo Modified son instrumentos ortopédicos especializados para hombro, diseñados específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y antideslizante del húmero proximal durante la artroplastia total de hombro y la reparación de fracturas. Diseñados con una curvatura anatómica que se adapta al cuello humeral, estos separadores permiten a los asistentes quirúrgicos aplicar una palanca constante sin resbalar de los bordes óseos húmedos u osteoporóticos.

Construido para reconstrucciones articulares exigentes, este modelo de Separadores Humerales Dingo Modified presenta un alcance total de 10 pulgadas (25.5 cm, \$134). Su extremo de trabajo está configurado con puntas curvas y dentadas especializadas, diseñadas explícitamente para anclarse de forma segura en el hueso cortical, evitando desplazamientos accidentales durante la preparación glenoidea. El mango de alta resistencia proporciona una ventaja mecánica y control táctil, reduciendo la fatiga del usuario durante procedimientos prolongados de reconstrucción de hombro.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica los Separadores Humerales Dingo Modified para soportar torques ortopédicos pesados y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, brindando a los equipos de reconstrucción de hombro y medicina deportiva en todo el mundo una durabilidad confiable y precisión clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest