



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Balfour Baby самоудерживающийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Balfour Baby самоудержива ющийся

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1 комплект (2 шт.)	Боковые зеркала	глубина 60 mm
1	Центральное зеркало Balfour	ширина 21 mm x глубина 24 mm
1	Рама ранорасширителя Balfour	125 x 90 mm

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Balfour Baby самоудерживающийся — это специализированный педиатрический хирургический инструмент, предназначенный для обеспечения атравматичной экспозиции в неонатальной, детской и малой абдоминальной хирургии. Благодаря уменьшенным пропорциям, этот инструмент обеспечивает стабильную фиксацию без загромождения деликатного анатомического рабочего пространства.

Разработанный специально для ограниченных операционных полей, этот полный комплект Balfour Baby включает маневренную раму 125 x 90 mm, пару боковых зеркал глубиной 60 mm и компактное центральное зеркало 21 x 24 mm для направленного смещения органов таза и брюшной полости. Винтовой механизм рамы с мелкой резьбой позволяет хирургической бригаде плавно регулировать натяжение с точностью до миллиметра, предотвращая чрезмерное растяжение тканей.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker поставляет Balfour Baby самоудерживающийся в нестерильном виде. Инструмент полностью автоклавируем и поставляется в индивидуальной защитной упаковке, обеспечивая исключительную долговечность для отделений детской хирургии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest