



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur de chirurgie pelvienne Bookwalter  
GYN Magrina

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Système d'écarteur de chirurgie pelvienne Bookwalter GYN Magrina

**SKU** RM-BGMPRS-1

**\$1,499 USD**

### LISTE DES COMPOSANTS

| QUANTITÉ | COMPOSANT                       | DIMENSIONS / DESCRIPTION         |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Montant vertical                | 12" (30 cm)                      |
| 1        | Raccord de montant              | Standard                         |
| 1        | Barre flexible horizontale      | Standard articulée               |
| 1        | Anneau périnéal à encoches      | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)      |
| 4        | Crémaillère rotative inclinable | Standard avec rétention d'anneau |
| 2        | Valves latérales vaginales      | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)           |
| 1        | Valve Deaver                    | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)          |
| 1        | Valve Deaver                    | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)          |
| 1        | Valve vaginale postérieure      | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)         |
| 1        | Boîte de stérilisation          | Boîtier de protection            |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur de chirurgie pelvienne Bookwalter GYN Magrina est un dispositif autostatique fixé à la table opératoire, conçu pour assurer une exposition stable et mains libres durant les procédures gynécologiques, vaginales et pelviennes. Sa structure modulaire combine un montant vertical, une barre transversale flexible, un raccord de montant, un anneau périnéal à encoches et des mécanismes de crémaillère rotatifs inclinables pour maintenir les valves choisies autour du site opératoire.

Le système est configuré avec un anneau périnéal à encoches de 9½" × 14½" et quatre crémaillères rotatives inclinables avec rétention d'anneau. Les valves latérales vaginales, Deaver et vaginales postérieures incluses offrent une gamme de configurations adaptées aux exigences d'exposition chirurgicale.

Le système complet est livré dans une boîte de stérilisation protectrice dédiée pour un stockage et un traitement organisés. Le système Bookwalter GYN Magrina est fourni non stérile et est conçu pour être réutilisable et autoclavable. Le nettoyage et la stérilisation doivent être effectués conformément aux procédures validées de l'établissement de santé avant toute utilisation.

Retractor Maker fournit le système d'écarteur Bookwalter GYN Magrina directement aux hôpitaux, aux distributeurs et autres clients B2B.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest