



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lahey Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lahey Retractor

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
18 cm (approx. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

製品詳細

Lahey Retractorは、繊細な頸部および内分泌処置において非侵襲的な軟部組織の露出を提供するために設計された、国際的に認められた手保持式手術用開創器です。細身の直角ワーキングチップを備えたこの器具により、術者は深部の神経血管構造への視界を妨げることなく、ストラップ筋、筋膜、および皮膚縁を緩やかに持ち上げることができます。

精密な頸部郭清術に最適化されたLahey Retractorは、18 cm（\$39）と20.3 cm（\$49）の2種類の全長から選択可能です。開創器のブレード構成は、細い5 mmブレードと15 mm × 3 mmの直角ブレードから選択でき、人間工学に基づいたフラットハンドルにより、アシスタントが疲労することなく快適に制御できるターゲットを絞った保持能力を提供します。

非磁性の医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射のないサテン仕上げが施されています。Retractor Makerは、厳格な臨床基準に従ってLahey Retractorを製造しており、一般外科および耳鼻咽喉科において、高い耐食性、確実な剛性、および完全なオートクレーブ対応を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest