



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter Perineal Surgery Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Field Post	12" (30 cm)
2	Post Couplers	標準
1	Horizontal Bar	標準
1	Vertical Extension Bar	12" (30 cm)
5	Tilt Ratchet Mechanisms	標準多角タイプ
1	Half Circle Segments	直径 8½" (21.6 cm)
1	Perineal Ring with Notches	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginal Posterior Blades	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver Blade	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver Blade	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Malleable Blades	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Malleable Blades	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Malleable Blades	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilization Box	保護用ケース

製品詳細

Bookwalter Perineal Surgery Retractorは、会陰部、大腸肛門、婦人科、および骨盤の外科手術中に、安定したハンズフリーの術野展開を提供するように設計されたテーブル固定式の自動開創器システムです。マウント用フレームワークは、12" (30 cm)のフィールドポスト、2つのポストカブラー、水平バー、および12" (30 cm)の垂直延長バーで構成されており、手術台に対して複数の取り付けおよび位置決めオプションを提供します。

ワーキングフレームは、9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)のノッチ付き会陰リングと、それを支える8½" (21.6 cm)の半円セグメントで形成されています。5つの多角チルトラチェット機構がリングに取り付けられ、術野の要求の変化に応じて、各ブレードの角度と深さを独立して調整できます。

付属のブレード構成は幅広い開創ニーズをカバーします：2つの腔後壁用ブレード、5"と3½"の長さの2つのDeaver型ブレード、および½" × 4"、¾" × 4"、1" × 5"サイズの6つの可塑性ブレードが含まれます。すべてのコンポーネントは非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、専用の滅菌ボックスに収められています。

Bookwalter Perineal Surgery Retractorは未滅菌で供給され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に、医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行う必要があります。Retractor Makerは、パキスタンのシアルコートで本システムを製造しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)