



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hohmann à extrémité carrée

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Hohmann à extrémité carrée

SKU RM-HRSE-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 ½" (21.59 cm) — lame courbe avec extrémité distale carrée	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — lame courbe avec extrémité distale carrée	RM-HRSE-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hohmann à extrémité carrée est un instrument chirurgical orthopédique spécialisé conçu spécifiquement pour assurer un levier osseux stable et un déplacement des tissus mous lors des arthroplasties articulaires et de la réparation des fractures des os longs. Conçu avec une extrémité distale carrée distincte, cet écarteur répartit les forces de contre-traction sur une large surface de contact corticale, empêchant l'indentation osseuse localisée ou le glissement sur les plans osseux plats.

Conçu pour une extraction fiable de l'espace articulaire, ce modèle d'écarteur Hohmann à extrémité carrée est disponible en deux longueurs d'outil distinctes : une configuration de 8 ½ pouces (21.59 cm) (\$74) pour les expositions standards et une configuration allongée de 9 ½ pouces (24.13 cm) (\$79) pour les champs opératoires plus profonds. Sa lame à extrémité carrée s'appuie fermement contre le cortex fémoral ou tibial, permettant aux assistants chirurgicaux de soulever des plans musculaires lourds avec un effort minimal tout en maintenant un couloir visuel statique et clair.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Hohmann à extrémité carrée pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie orthopédique du monde entier une durabilité clinique inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une fiabilité totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest