



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Esternal I.M.A Modelo Francés

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Eternal I.M.A Modelo Francés

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Riel de bastidor de guía deslizante principal	Chasis lateral diseñado para guiar y separar las estructuras torácicas
1	Componente de hoja esternal ancha	Paleta plana lisa de 100 mm x 20 mm para la distribución de la fuerza esternal
2	Hojas esternal de garras asimétricas	Ganchos de tracción curvos dobles diseñados con profundidades de garra de 28 mm o 32 mm
3	Cierres de tornillo de tensión para hojas	Mecanismos de bloqueo independientes instalados para mantener cada hoja en su lugar
2	Brazos ergonómicos de pinzas retractoras	Vigas de mango ligeras y aerodinámicas con perímetros exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador ETERNAL I.M.A Modelo Francés es un sistema de separación quirúrgica cardior torácica de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar elevación esternal unilateral y un amplio acceso operativo durante la obtención de la arteria mamaria interna (IMA / LIMA) en el injerto de bypass de arteria coronaria. Diseñado con un chasis asimétrico de múltiples hojas, este instrumento permite a los cirujanos elevar un margen esternal mientras aplican contratracción estabilizadora en el lado opuesto, creando un corredor visual despejado a lo largo del lecho vascular torácico interno.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este juego completo de Separador Externo I.M.A Modelo Francés (\$429) cuenta con un riel de bastidor de guía deslizante principal de alta resistencia con brazos ergonómicos de pinzas retractoras forjados con perímetros exteriores lisos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la huella de la hoja externa ancha principal mide 100 mm x 20 mm (20 mm de ancho x 100 mm de largo) para distribuir las fuerzas de elevación uniformemente contra el esternón. El sistema incluye dos hojas externas de garras asimétricas con variaciones de profundidad modulares configuradas en 28 mm o 32 mm, cada una sujeta de forma segura por cierres de tornillo de tensión dedicados para garantizar una estabilidad inquebrantable.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Externo I.M.A Modelo Francés para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía a corazón abierto, centros cardíacos y quirófanos torácicos de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest