



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Rektal/Transanal-Zubehörset

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Rektal/Transana l-Zubehörset

SKU RM-RTAAS-1

\$499 USD


KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Rektalvalven	$\frac{7}{8}'' \times 2\frac{7}{8}''$ (2.2 × 7.2 cm)
2	Rektalvalven	$\frac{7}{8}'' \times 3\frac{7}{8}''$ (2.2 × 9.7 cm)
1	Kleiner runder Vollring	8.5" (21.3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Sterilisationsbox	Schützender Aufbewahrungs-Organizer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Rektal/Transanal-Zubehörset ist ein Ergänzungsset für Kliniken, die bereits über ein Bookwalter Allgemeinchirurgie-Reetraktorsystem verfügen und spezielle Hardware für transanale und rektale Eingriffe benötigen. Es handelt sich nicht um ein eigenständiges Retraktorsystem – es ist für die Verwendung mit einem kompatiblen Bookwalter Allgemeinchirurgie-Reetraktorsystem konzipiert.

Das Set enthält zwei $\frac{7}{8}'' \times 2\frac{7}{8}''$ (2.2 × 7.2 cm) Rektalvalven und zwei $\frac{7}{8}'' \times 3\frac{7}{8}''$ (2.2 × 9.7 cm) Rektalvalven, die zwei Arbeitstiefen für oberflächliche und tiefere transanale Exposition bieten. Ein kleiner runder Vollring mit einem Innendurchmesser von 8.5" (21.3 cm) bietet einen kompakten Rahmen, der optimal auf den perinealen Arbeitsbereich abgestimmt ist.

Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einer Sterilisationsbox geliefert, die die Valven und Ring zwischen den Einsätzen organisiert hält. Das Rektal/Transanal-Zubehörset wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Es muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren Ihrer Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden.

Retractor Maker fertigt und liefert das Set direkt aus Sialkot, Pakistan. Das Rektal/Transanal-Zubehörset wird direkt von Retractor Maker hergestellt, geprüft und geliefert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest