



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Leaflet Retractor (ретрактор для створок клапана)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leaflet Retractor (ретрактор для створок клапана)

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Лопатка шириной 5.0 mm	Общая длина: 22 см · Основная клиническая роль: Педиатрическая клапанная хирургия, комиссуротомия и осмотр аортальных створок · Цена (USD): \$49.00
1	Лопатка шириной 8.0 mm	Общая длина: 22 см · Основная клиническая роль: Ретракция створок митрального клапана у взрослых и экспозиция подклапанных хорд · Цена (USD): \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Leaflet Retractor является незаменимым кардиоваскулярным инструментом, специально разработанным для безопасной и атравматичной ретракции, а также манипуляций со створками аортального, митрального и трикуспидального клапанов во время реконструктивных операций на открытом сердце. Инструмент, оснащенный ультрагладкой дистальной лопаткой, позволяет кардиоторакальным хирургам осматривать подклапанный аппарат, комиссуры и хорды, не вызывая ушибов или разрывов створок.

Созданный для микрохирургической точности в глубоких камерах сердца, Leaflet Retractor сохраняет равномерный продольный профиль 22 см (\$49), что позволяет рукам ассистента находиться далеко за пределами внутрисердечного операционного поля. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса, инструмент поставляется в двух вариантах

ширины лопатки: 5.0 mm для педиатрических клапанов и узких комиссуральных коридоров, и 8.0 mm для работы со створками аортального и митрального клапанов у взрослых. Сбалансированная плоская рукоятка обеспечивает работу без усталости и высокую тактильную чувствительность при наложении сложных швов.

Благодаря антибликовому сатиновому матовому покрытию Retractor Maker гарантирует, что Leaflet Retractor выдержит многократные циклы автоклавирования в медицинских учреждениях, обеспечивая кардиохирургические отделения по всему миру исключительной коррозионной стойкостью, непоколебимой жесткостью конструкции и полной клинической долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest