



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Mathieu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Mathieu

SKU RM-MTR-20-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Mathieu est un écarteur chirurgical polyvalent à double extrémité, spécifiquement conçu pour assurer une rétraction fiable des berges de plaies et des tissus mous lors de procédures de chirurgie générale, plastique et orthopédique. Doté de deux géométries de valves bifurquées distinctes aux extrémités opposées d'un manche central, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort de la rétraction des tissus sous-cutanés superficiels à l'élévation fasciale plus profonde.

Conçu pour une polyvalence clinique à différentes profondeurs chirurgicales, cet écarteur de Mathieu conserve une longueur totale uniforme de 20 cm (8 inches). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est personnalisable selon deux matrices de tailles de valves bifurquées : 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm (\$44) pour les champs de tissus mous standard, et un profil élargi de 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm (\$54) pour un déplacement musculaire plus large. Les bords lisses et arrondis des valves préviennent les traumatismes tissulaires, tandis que le manche central offre une prise sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Mathieu pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale pour les cliniques externes et les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest