



BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation
Retractor, Double Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

SKU RM-TFOBARDH-1

\$259 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sans source de lumière — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Adaptateur universel pour câble de fibre optique (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Avec source LED sans fil — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Unité d'éclairage LED sans fil à piles (pile AA, stérilisable à gaz)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle est un écarteur chirurgical esthétique éclairé de pointe, conçu spécifiquement pour offrir une contre-traction manuelle supérieure et un éclairage optique sans ombre lors de procédures complexes de reconstruction mammaire. Conçu avec une configuration ergonomique à double poignée, cet instrument permet aux assistants opératoires d'appliquer un levier de traction soutenu à deux mains sur les muscles pectoraux denses, éliminant ainsi la fatigue d'une seule main lors des dissections prolongées des loges.

Conçu pour minimiser la fatigue de l'utilisateur lors de longues sessions au bloc opératoire, ce modèle Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle dispose d'une matrice de tailles hautement personnalisable à travers 13 dimensions de lame uniques : 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 et 220×27 mm. Fabriqués à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre une lame With Teeth (avec dents) pour éviter le glissement sur les tissus fibreux ou Without Teeth (embout lisse) pour une manipulation atraumatique. La source lumineuse propose deux options : Without Light Source (259 \$) pour les câbles à fibre optique existants, ou With Wireless LED Reusable Light Source (335 \$), qui est stérilisable à froid.

(gaz), fonctionne sur piles AA et délivre une excellente lumière blanche et brillante.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une clarté optique inégalée, une rigidité mécanique et une durabilité complète en autoclave pour les centres de chirurgie plastique et esthétique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest