



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Balfour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Balfour

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm или 200 × 265 mm
1 пара	Боковые зеркала	Встроенные/съёмные (глубина 60 mm или 90 mm)
1	Регулируемое центральное зеркало	47 × 80 mm, 62 × 76 mm или 80 × 80 mm
1	Защитная упаковка	Индивидуальная коробка для транспортировки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Balfour является базовым самоудерживающимся хирургическим инструментом, разработанным для стабильного разведения краев раны без помощи ассистента при общих абдоминальных и тазовых операциях. Благодаря использованию гладкой скользящей перекладки и надежного винтового фиксирующего механизма, этот инструмент поддерживает двустороннее разведение брюшной стенки, сводя к минимуму утомляемость персонала.

Разработанный для адаптации к широкому спектру хирургических разрезов и анатомических особенностей пациентов, ретрактор Balfour выпускается в трех стандартных клинических конфигурациях: рама 200 × 155 mm (с центральным зеркалом 47 × 80 mm и боковыми зеркалами глубиной 60 mm), рама 200 × 235 mm (с центральным зеркалом 62 × 76 mm и боковыми зеркалами глубиной 60 mm) и большая рама 200 × 265 mm (с центральным зеркалом 80 × 80 mm и боковыми зеркалами глубиной 90 mm). Каждая модель оснащена регулируемым центральным зеркалом на третьем кронштейне для атравматичного смещения мочевого пузыря или внутренних органов.

Изготовленный из высокопрочной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker поставляет ранорасширитель Balfour в нестерильном виде. Изделие полностью автоклавируемо, поставляется в индивидуальной защитной упаковке и отличается высокой долговечностью и надежностью в хирургических блоках по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest