



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

MIS 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



MIS 神経根レトラクター

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4.7 mm 幅広弁	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm 幅弁	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

製品詳細

MIS 神経根レトラクターは、低侵襲の管状ポータル（チューブ状開創器）を通じて、神経根や硬膜嚢を安全かつ非外傷的に圧排するために設計された脊椎マイクロサージェリー専用器具です。極細のシャフトと角度の付いた遠位チップにより、脊椎外科医は狭いワーキングコリドール内でも顕微鏡の照明や他の手術器具の操作を妨げることなく、繊細な神経組織を操作できます。

このレトラクターは、管状開創器システム内に収まるよう全長 17 cm の均一なプロファイルで設計されています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、2種類のブレード幅から選択可能です。狭いマイクロコリドールや出口神経根の隔離に適した 4.7 mm 幅 (\$84) と、走行神経根や硬膜嚢の広範な保護に適した 7.3 mm 幅 (\$89) があります。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は、局所的な牽引性神経麻痺や硬膜損傷を防止します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のこの器具は、度重なる滅菌サイクルに耐えうる構造的剛性、高い耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の脳神経外科および整形外科の脊椎センターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest