



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



C レトラクター

SKU RM-CR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

製品詳細

Retractor Maker の C レトラクターは、複雑な股関節および骨盤再建術において、強力な骨レバレッジと深部の軟部組織変位を可能にするために精密設計された整形外科用手術器具です。独特の湾曲したシャンクと角度の付いたブレード形状により、術野の視界を妨げることなく、手術助手が大きな筋肉群を骨縁から遠ざけることができます。

過酷な関節アプローチに対応するため、本シリーズでは 12 ½ インチ（\$69）と、肥満症例や深部骨盤腔に適した延長モデルの 14 インチ（\$74）の 2 種類の全長を用意しています。作用端は 22 mm 幅のブレードで、先端は丁寧に研磨された 4 mm の鈍的ラウンドチップになっています。この特殊な形状により、外科医はレトラクターを骨皮質にしっかりと固定でき、隣接する血管構造を穿刺したり骨膜を裂いたりすることなく、優れたカウンター・トラクションの安定性を得られます。

高級サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 C レトラクターは、極度の機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、人工関節置換術や整形外科外傷の外科医に揺るぎない耐久性と触知制御を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest