



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Шейный ретрактор Caspar Cervical Retractor With
Ratchet с храповым механизмом

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Шейный ретрактор Caspar Cervical Retractor With Ratchet с храповым механизмом

SKU RM-CCRWR-1

\$289 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Caspar Cervical Retractor With Ratchet — это первоклассный инструмент для спинальной хирургии, разработанный специально для обеспечения стабильной самодержащейся экспозиции мягких тканей во время вмешательств на переднем отделе шейного отдела позвоночника. Благодаря многосуставной шарнирной раме этот ретрактор плавно адаптируется к контурам шеи пациента, защищая сонное влагалище, трахею и пищевод от случайных интраоперационных травм.

Платформа Caspar Cervical Retractor With Ratchet, созданная для полной процедурной адаптивности, выпускается в двух вариантах общей длины: стандартная модель 16.5 см (\$289) и удлиненная модель 22.3 см (\$299), предназначенная для широкого операционного доступа или пациентов с крупным телосложением. Прецизионная механическая реечная передача позволяет спинальным хирургам разводить бранши ретрактора с микрошагом, надежно фиксируя их под противодействием тканей, что исключает усталость ассистента на протяжении всей дискэктомии и установки кейджа.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Caspar Cervical Retractor With Ratchet для выдерживания многократных циклов автоклавирования в условиях стационара, обеспечивая исключительную механическую жесткость, плавное управление храповиком и полную клиническую надежность для нейрохирургических операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest